


Accessori e ricambi per STIMPOD NMS 450 – Tutte le serie -




Cavo TOF-NMBA / NMBA - TOF Cable
 Cod. AR-342545015 Lungh. 1,8 metri / lenght 1,8m
 Cod. AR-342545015A Lungh. 3,5metri / lenght 3,5m
 Cavo con accelerometro 3D e derivazioni paziente Rosso/Nero



Cavo STIM. - MAP / STIM/MAP cable
 Con sonda staccabile / with detachable MAP probe
 Cavo con derivazioni paziente per stimolazione (riferimento e conn. per aghi plessica o locoregionale) e sonda staccabile per mappaggio o stimolazione
AR-342541014 cavo lunghezza 1,8m / NMBA cable lenght 1,8m

ref. cod. AR-342501007 Sistema di Fissaggio per NMS 450(tutte le serie) a Asta Porta Flebo o a barra
ref.cod. AR-34400150102 Sportello CopriBatteria Stimpod 450(tutte le serie) / Battery Cover for Stimpod NMS450 all series
ref.cod. AR-342545007 fascetta / Straps per accelerometro 3D Stimpod 450(tutte le serie) / straps for accelerometer sensor Stimpod NMS450 all series
ref.cod. AR-342545008 Elettrodi monouso Dual Trode(già predisposto per modalità TOF) – scatola 100 pezzi Disposable Dual Trode electrode for TOF monitoring



Ricambi e accessori SOLO per NMS 450X – SOLO per Versione software 10.0 o superiori. Non utilizzabili con version software precedent / Accessories only for NMS 450X version (Software Version 10.0 or higher)

Cavo Dati - PC / External Data Cable USB / Ethernet / RS232 connection – NO software-	
Ref. / Cod.	Descrizione / Description
AR-342545100A	Cavo con Conn. USB / Cable with USB connection – NO Software
AR-342545100B	Cavo con Conn. Ethernet. / Cable with ethernet connection – NO Software
AR-342545100C	Cavo con Conn. RS232 / Cable with RS232 connection – NO Software
Cavo Dati - PC / External Data Cable USB / Ethernet / RS232 connection – con / with software -	
AR-342545100A	Cavo con Conn. USB / Cable with USB connection and Software
AR-342545100B	Cavo con Conn. Ethernet. / Cable with ethernet connection and Software
AR-342545100C	Cavo con Conn. RS232 / Cable with RS232 connection and Software
Corso su utilizzo	Disponibile su richiesta

NOLEGGIO: DISPONIBILITA' OFFERTA PER NOLEGGIO MONITOR MULTIPARAMETRICI PER RISONANZA MAGNETICA Monitor Multiparametrico o Pulsossimetro (o SpO₂ + NIBP)

Tesla^{M3}

MRI patient monitoring system.



Tesla^{M3}
 ISO 13485
 ISO 9001

made in germany



Tesla^{DUO}

MRI Patient Monitor



Tesla^{DUO}
 EN 13485
 ISO 9001



Combined monitoring of SpO₂ and NIBP for the MRI environment

MRI Vaporizer

The MRI vaporizer delivers accurate concentrations under varying conditions of flow rate and temperature, particularly at low flow.

- Multiple agent and flow bank systems
- Superior performance, particularly at low flow
- "Service flow"
- Low body weight
- Small size, portable, lightweight and durable
- Internationally recognized award-winning design
- Independently tested

*Provisionally approved for use in MRI environments. For more information on MRI safety, visit www.tecnohealth.it

Vaporizzatori Anestesia compatibili/conditional con Risonanza Magnetica RMN.

Per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it



Reference (Codice Vaporizer)

MR-MR00002 Vaporizer MR1, Isoflurane, 5% Key Fill
 MR-MR00003 Vaporizer MR1, Isoflurane, 5% Key Fill
 MR-MR00004 Vaporizer MR1, Sevoflurane, 5% Key Fill
 MR-MR00005 Vaporizer MR1, Desflurane, 5% Key Fill
 MR-MR00006 Vaporizer MR1, Desflurane, 8% Key Fill

Key Filler Bottle Adaptor

MR-MR0007400 Key filler bottle adaptor MR1, Isoflurane
 MR-MR0007401 Key filler bottle adaptor MR1, Sevoflurane
 MR-MR0007402 Key filler bottle adaptor MR1, Desflurane
 MR-MR0007403 Key filler bottle adaptor MR1, Desflurane



Unità di aspirazione compatibile con Risonanza Magnetica RMN
 per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it

The lightweight plastic design and colour-coded body of the Suction Controller provides excellent performance with uncompromising safety.

- 0 - 80 kPa high suction range
- Lightweight construction
- Includes forward facing mounting kit
- Supplied with anti-bacterial filter
- 2 and 4 metre hose lengths available
- Vacuum adjustment and separate on/off switch
- Independently tested

MRI Suction controller kit. High suction, with forward facing mounting system and hose
Codici del Kit:
 MR-MR5006846 con tubo 2 metri
 MR-MR5007495 con tubo 4 metri

MRI Suction Kit

for order disposable filter: MR-30014 (minimum order)



Risonanza Magnetica:


Disponiamo anche di Laringoscopi, Stetoscopi, Flussimetri, Misuratori pressione, carrelli, Barelle, Coils, stabilizzatori / posizionatori paziente, elettrodi e cavi ECG, SpO₂ e EEG esami neurologici.

Per maggiori informazioni: info@tecnohealth.it


MONITOR PALMARE PER MONITORAGGIO SpO₂ + EtCO₂+ GAS ALOGENATI




Disponiamo di parti di ricambio per qualsiasi monitor, respiratore, defibrillatore, pulsossimetro, ecografo già installati: es. Siemens, Maquet, Ge Medical, Philips, Mindray, Nihon Kohden, Draeger, Cardioline, ET Medical, Esaote, altri: Cavi ECG, Sensori SpO₂, Bracciali e Prolunghe NIBP, Batterie Medicali, sensori e sonde temperature. Ricambi per riscaldatori e umidificatori Fisher & Paykel





cavi e sensori compatibili SpO₂
 Trisignal Ge Medical
 per informazioni / for information
 contact info@rsbelmed.com or visit
 www.rsbelmed.com





ComarHof Professional NIBP Latex member
 Connector Guide NIBP Hose






Draeger Siemens cable
 compatible Multimed PDD
 NEOVED
 Monitor SC 7000 series SC
 8000 series SC3000 series
 SC 6000 series

può essere utilizzato con
 terminali N° 1

used with 2, 6, 7

different colors available

can be connected with N° 2



Legenda Immagini connettori bracciali Pressione NIBP 1 e 2 tubi
 Guide for NIBP cuff connector selection 1 and 2 tubi Reusable and
 disposable



COPERTURA ADESIVA UNIVERSALE PER SONDE ECOGRAFICHE MONOUSO E STERILE PER SONDE CONVEX – MICROCONVEX-LINEARE – distributed www.rebelmed.com



copertura monouso sterile universale per sonde ecografiche, non necessita di gel all'interno, adesione completa alla testa della sonda. No bolle d'aria, funzionalità anche senza gel tra sonda e copertura, minore usura delle sonde. Fornita in diverse lunghezze e con adesivo. disponibile anche kit con gel sterile da applicare all'esterno della copertura sterile. contattare www.rebelmed.com

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE WATCH E PARTI DI RICAMBIO

