

CUFFIE PRECABLATE CON ELETTRODI E CAVI MONOUSO PER EEG – ELETTROENCEFALOGRAFIA

Disponibili con elettrodi standard 10-20 o 11-21(+ref)



Vantaggi: **Sistema leggero, funzionale e adatto per tutte le registrazioni EEG** soprattutto quelle situazioni che richiedono impiego di materiale monouso. Fascia in silicone antiscivolamento, evita utilizzo di mentoniera. Tutto il sistema è monouso: tela, elettrodi con foro per inserimento gel dall'esterno; elettrodi in Argento Cloruro (Ag/AgCl) e cavetti esterni alla tela, singoli, leggeri e facilmente identificabili. Supporto singolo elettrodo in materiale morbido, di basso profilo, confortevole per paziente anche durante sonno o monitoraggio lungo termine. Connessione a testina EEG per singolo canale con singolo terminale. Il sistema permette di ispezionare o visualizzare anche la zona o area sottostante al singolo elettrod per gestire eventuale innalzamento impedenza o per verificare se l' elettrodo è posizionato in modo appropriato e, nel caso di pazienti traumatizzati, che non vi sia eventuale ferita sotto il singolo elettrodo.

| Codice prodotto Tecnohealth srl | Descrizione |
|--|---|
| | Se si necessita di cuffie con diverso numero di elettrodi pregasi richiedere con codice N-03D1AGXXYY00, sostituire XX e YY. Dove XX indica misura (01 blu/02 rossa/06 rosa/07 marrone) e YY indica (numero di el.: 20/21/11/10/09/08 o altro); |
| CODICI E DESCRIZIONI CUFFIE A 11-21 ELETTRODI (19 o 9 + GND +Ref) | |
| N-03D1AG012100 | Cuffia monouso, BLU misura ADULTO GRANDE 21 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza |
| N-03D1AG022100 | Cuffia monouso, ROSSA misura ADULTO PICCOLA 21 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| N-03D1AG061100 | Cuffia monouso, ROSA misura PEDIATRICA GRANDE 11 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| N-03D1AG071100 | Cuffia monouso, MARRONE misura PEDIATRICA PICCOLA 11 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| CODICI E DESCRIZIONI CUFFIE A 10-20 ELETTRODI – STANDARD (19 o 9 + GND) | |
| N-03D1AG012000 | Cuffia monouso, BLU misura ADULTO GRANDE 20 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| N-03D1AG022000 | Cuffia monouso, ROSSA misura ADULTO PICCOLA 20 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| N-03D1AG061000 | Cuffia monouso, ROSA misura PEDIATRICA GRANDE 10 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |
| N-03D1AG071000 | Cuffia monouso, MARRONE misura PEDIATRICA PICCOLA 10 elettrodi in AG/AGCL, cablaggio colorato esterno alla cuffia, presa di sicurezza. |