

**NUOVO MONITOR TOF PER MONITORAGGIO RILASSAMENTO MUSCOLARE CON FUNZIONALITA' AUTOMATICO O MANUALE DELLA PROCEDURA Sovramassimale e Monitoraggio Rilassamento Muscolare(TOF-PTC);
 Non necessita di calibrazione. **utilizzo in modalita' AMG- accelerometro, o EMG con elettrodi****

Questa versione di STIMPOD NMS 450X ha 3 modalita' di utilizzo:

NMBA – TOF(PTC-DB-TW-TET) - in automatico o manuale; modalita' AMG accelerometrica 3D o EMG con elettrodi a discrezione dell'utilizzatore;

STIM + MAP: Rilevazione Plessi con sonda in dotazione e Stimolazione Plessica (modalita' utile anche per didattica)

Software e Cavo per Trasferimento dati a PC o Display/Monitor esterni per loro acquisizione e trasmissione;

**CON SISTEMA ACCELEROMETRICO STANDARD(AMG) E EMG PER PAZIENTI CON MANI E AVAMBRACCI BLOCCATI
 PER PROCEDURE CHIRURGIA, es. LAPAROSCOPICA, GINECOLOGIA OSTETRICIA UROLOGIA – CHIRURGIA ROBOTICA;**

**STIMPOD
 NMS 450X**

Simple. Economical. Proven.



Your all in one NMT Monitoring Solution
 just got a a little better..

OneTouch **NMT™** | TOF | Twitch | PTC | Double Burst | **SMC** | Tetanus
 loco regional stimulator for plexus block anesthesia



AMG
Acceleromyography



EMG
Electromyography



distribuito da www.tecnohealth.it

- Compatible with standard ECG electrodes
- Cost-effective
- Reusable sensor

- Accurate monitoring regardless of patient positioning
- Patient's hands can be tucked
- Ambidextrous design

STIMPOD NMS450X | Overview 2018

distributed by
www.tecnohealth.it

Simple

- **OneTouch NMT Monitoring**

Full case Monitoring from electrode placement to extubation.

- **Quick Setup & No Calibration**

Patient can be monitored instantly and at any time during the procedure.

- **Electrode Placement Verification**


Very effective electrode placement and optimal stimulation current.

- **Hand Held**

Easy to move between the OR, PACU & ICU

- **Data Connectivity**

Transfer Case Data to Electronic Medical Records with ease.



STIMPOD NMS450X | Overview 2018


DISTRIBUTED BY
www.tecnohealth.it

Economical




• **Quantitative NMT Monitoring**

Reducing incidents of post-operative residual paralysis




• **Reusable Sensor**

The NMS450X's tri-axial accelerometer is non-disposable.




• **Electrode Compatibility**

Option to use standard ECG electrodes for stimulation.



• **Nerve Location**

The only NMT monitor that can be utilized for regional blockade.




Simple. Economical. Proven.

All the same **trusted features**

- Accurate and real-time NMT monitoring
- Electrode placement verification
- Data connectivity
- Quick setup and no calibration
- Workflow guidance
- Reusable 3D AMG Sensor
- Versatile Sensor Placement
- Standard ECG Electrode Compatible
- Nerve mapping and locating
- Handheld or IV pole mount

**MONITOR RILASSAMENTO MUSCOLARE TOF ANESTESIA -
UTILIZZABILE CON ACCELEROMETRO – AMG – OPPURE CON
ELETTRODI EMG IN PAZIENTI CON ARTI SUPERIORI
BLOCCATI PER INTERVENTI IN LAPAROSCOPIA CHIRURGIA
ADDOMINALE – UROLOGIA – GINECOLOGIA OSTETRICIA –
CHIRURGIA ROBOTICA O ALTRO**



NOLEGGIO E VENDITA: DISPONIBILITA' OFFERTA PER NOLEGGIO
MONITOR MULTIPARAMETRICI PER RISONANZA MAGNETICA
Monitor Multiparametrico o Pulsossimetro (o SpO₂ + NIBP)

Tesla^{M3}

MRI patient monitoring system.



Tesla^{DUO}

MRI Patient Monitor



VAPORIZZATORI, ASPIRATORI, ALTRI ACCESSORI PER UTILIZZO IN RISONANZA MAGNETICA

MRI Vaporizer

The MRI vaporizer delivers accurate concentrations under varying conditions of flow rate and temperature, particularly at low flow

- Multiple agent and filter block options
- Superb performance, particularly at low flow
- Service Free*
- Low body weight
- Sevoflurane, Isoflurane, Halothane and Enflurane
- Internationally recognised, award-winning design
- Independently tested

*Presumes ten year product life requiring no preventive maintenance service. It is recommended that a service is carried out at ten years. Halothane vaporizers require a five year service.

Reference /Codice Vaporizer

MR-MRvHSKS Vaporizer MRI, Halothane, 5% Key Fill
MR-MRvEKS Vaporizer MRI, Isoflurane, 5% Key Fill
MR-MRvESKS Vaporizer MRI, Enflurane, 5% Key Fill
MR-MRvSBKS Vaporizer MRI, Sevoflurane, 8% Key Fill
MR-MRvSBSKS Vaporizer MRI, Sevoflurane, 8% Quik Fill

Key Filler Bottle Adaptor

MR-MR5007498 Key filler bottle adaptor MRI, Halothane
MR-MR5007499 Key filler bottle adaptor MRI, Isoflurane
MR-MR5007500 Key filler bottle adaptor MRI, Enflurane
MR-MR5007501 Key filler bottle adaptor MRI, Sevoflurane

Vaporizzatori Anestesia compatibili/conditional con Risonanza Magnetica RMN.

Per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it



distribuito da
www.tecnohealth.it



distribuito da www.tecnohealth.it

Unità di aspirazione compatibile con Risonanza Magnetica RMN

per ulteriori informazioni contattare www.tecnohealth.it

The lightweight plastic design and colour coded body of the Suction Controller provides excellent performance with uncompromising safety

- 0 – 86 kPa high suction range
- Lightweight construction
- Includes forward facing mounting kit
- Supplied with anti-bacterial filter
- 2 and 4 metre hose lengths available
- Vacuum adjustment and separate on/off switch
- Independently tested

MRI Suction controller kit. High suction, with forward facing mounting system and hose
Codici del Kit:
MR-MR5006846 con tubo 2 metri
MR-MR5007495 con tubo 4 metri

MRI Suction Kit

for order disposable filter: MR-30014 (minimum order)



Risonanza Magnetica:

Disponiamo anche di Laringoscopi, Stetoscopi, Flussimetri, Misuratori pressione, carrelli, Barelle, Coils, stabilizzatori / posizionatori paziente, elettrodi e cavi ECG, SpO2 e EEG esami neurologici.

Per maggiori informazioni: info@tecnohealth.it

MONITOR PALMARE PER MONITORAGGIO SpO₂ + EtCO₂+ GAS ALOGENATI



**COPERTURA ADESIVA UNIVERSALE PER SONDE
ECOGRAFICHE MONOUSO E STERILE PER SONDE CONVEX
– MICROCONVEX-LINEARE –**

distributed www.rebelmed.com



**copertura monouso sterile universale per
sonde ecografiche, non necessità di gel
all'interno, adesione completa alla testa della
sonda. No bolle d'aria, funzionalità anche senza
gel tra sonda e copertura, minore usura delle
sonde. Fornita in diverse lunghezze e con
adesivo. disponibile anche kit con gel sterile da
applicare all'esterno della copertura sterile.
contattare www.rebelmed.com**

**RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOF
WATCH E PARTI DI RICAMBIO**

