

In Queste Pagine:

TOF WATCH e Ricambi ([qui Link a pagina web](#))

- modalità di utilizzo e applicazione Elettrodi Tof Watch
- Ricambi per Tof Watch

Tra i quali consigliamo:

- **elettrodi monouso**
- **Splint per fissaggio dorso** mano e avambraccio per una migliore stabilità durante l'applicazione e la stimolazione TOF
- **Sistema per Fissaggio a Asta Porta Flebo** per una maggiore funzionalità e confort dell'utilizzatore durante le manovre e applicazione stimolazione neuromuscolare e TOF
 - **Di seguito troverete anche altri dispositivi:**
- **Copertura Universale Sterile con adesivo interno per sonde ecografiche** ([qui Link a pagina web](#))
vantaggi: non necessita di gel tra sonda e copertura, la sonda non viene a contatto con gel, la sonda non viene a contatto diretto con paziente, minori costi di gestione e maggiore sicurezza.
Unica copertura indipendentemente dalle sonde o modelli utilizzati (Convex - Micro Convex, Lineari, Settoriali/Phased Array)
- **Monitor Multiparametrico e Pulsossimetri e accessori per Risonanza Magnetica** ([qui link a pagina web](#))
- **Sistema per Monitoraggio Pressione Compartmentale in continuo con sistema elettronico, catetere e sensore di pressione autoclavabili** ([qui link a pagina web](#))



TECNOHEALTH


TecnoHealth s.r.l.

Via R. Koch, 61/A - 43123 Pilastrello – Parma (PR)

Tel. +39 0521 346880 / 3459457384 - Fax +39 0521 642193 - info@tecnohealth.it - www.tecnohealth.it

Orari Uffici: Dalle 09,00 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì

Oltre a orari sopra, e per Servizio Tecnico o assistenza su prodotti: inviare richiesta via email a info@tecnohealth.it e sarete contattati da nostro personale.



Orari Uffici: Dalle 09,00 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì
Oltre a orari sopra, e per Servizio Tecnico o assistenza su prodotti: inviare richiesta via email a info@tecnohealth.it e sarete contattati da nostro personale.

Elettrodi per Tof Watch

AR-305750013

Electrodes Neotrode (3x100 pcs)



Sistema Splint Bracer per fissaggio dorso e stabilizzazione avambraccio e mano durante applicazione e utilizzo Tof Watch

AR-305750016

**Supporto per Fissaggio Dorso Mano
Avambraccio, utilizzo con
apparecchiatura Tof Watch**



Sistema Fissaggio solo per Pollice

AR-305750002

Hand adapter

Containing:

1 hand adapter

2 straps for hand adapter



Ricambio per Fissaggio Sopra (solo per fissaggio Pollice nostro Codice AR- 3050750002)

AR-305750030

Straps for hand adapter (20 pcs)



Fissaggio Tof Watch a Asta Porta Flebo

AR-305750011

Mounting bracket (clamp for IV-pole)

Fits all Tof-Watch devices



Disponibile anche Fissaggio Advanced a letto in Sala Operatoria o altro
Nostro codice AR-305750014 – richiedere presso nostri uffici

CAVETTO NERO – NEGATIVO - PER TUTTI I MODELLI DI TOF WATCH

AR-305750021

Negative stimulation lead (5 pcs)
black cable

Part of all TOF-WATCH sales
packages and TOF-WATCH complete
cables



CAVETTO BIANCO – Positivo PER TUTTI I MODELLI DI TOF WATCH

AR-305750022

Positive stimulation lead (5 pcs)
white cable

Part of all TOF-WATCH sales
packages and TOF-WATCH complete
cables



SENSORE ACCELEROMETRICO – PER TUTTI I MODELLI DI TOF WATCH

AR-305750025

Acceleration Transducer

Part of all TOF-WATCH sales
packages and TOF-WATCH complete
cables



CAVO BASE PER TUTTI I MODELLI TOF WATCH

AR-305750028

TOF Watch Main Cable

Part of all TOF-WATCH sales packages and TOF-WATCH complete cables




CAVETTO PER STIMOLAZIONE PLESSICA, APPLICABILE A AGHI PER PLESSICA

AR-305750020

Stimulation cable for needle electrode

One lead to be connected to a surface electrode and the 2mm (diameter) banana to be connected to a Local Anesthesia needle




NB Prima di effettuare ordine verificare seconnettore ago se compatibile con cavetto sopra.

Supporto per Alluce per applicazioni e Stimolazioni con TOF WATCH Nervo Tibiale Posteriore

AR-305750001

Thumb adapter (100 pcs)

For attaching the acceleration transducer to the thumb (without plaster). Using this adapter avoids damage to the cable when detaching the cable



SUPPORTO ACCELEROMETRO PER STIMOLAZIONE TOF WATCH ORBICULARIS OCULI O NERVI FACCIALI

AR-305750003

Eye adapter (100 pcs)

For attaching the acceleration
transducer to the orbicularis oculi or
corrugator supercilii



SPORTELLINO DI RICAMBIO PER BATTERIE MODELLO UNICO PER TUTTE LE SERIE DI TOF WATCH

AR-305750029


Battery cover (5 pcs)



SONDA TEMPERATURA – SOLO PER TOF WATCH SX

AR-305750023

Tof-Watch SX Thermistor (5pcs)



KIT PER INTERFACCIA TOF WATCH SX E PC WINDOWS

AR-305750024

TOF-Link USB sales package

For: TOF Watch SX

Containing:

1 CD with TOF Watch SX Monitor Software

1 TOF-LINK USB Interface


1 TOF-LINK Interface cable (3m) for PC connection



CAVO TOF LINK PER CONNESSIONE PC O MONITOR ESISTENTE(PER INTERFACCIA E VISUALIZZAZIONE DATI SU PC SERVE KIT SOPRA, PER MONITOR ESISTENTE, SERVE CHE LO STESSO SIA ABILITATO E ABBIA OPPORTUNA PORTA ACCESSIBILE E AUTORIZZAZIONE DEL PRODUTTORE DELLO STESSO MONITOR

AR-305750019

TOF-LINK Interface cable (0,25m) for PC connection



CONNETTORE / ADATTATORE RS 232 . Per utilizzo serve Cavo Tof Link Sopra

AR-305750031

TOF-WATCH Interface RS232 adapter



COPERTURA UNVERSALE PER SONDE ECOGRAFICHE

Copertura Universale per Sonde Ecografiche: NON serve gel tra sonda e copertura, adesione tra sonda e copertura garantita da adesivo interno alla copertura. La copertura viene fornita sterile anche per utilizzo in ambito chirurgico o dove è richiesto approccio sterile. Misure disponibili: larghezza 18cm, lunghezze: 30 o 120cm
Con apposita banda adesiva fornita insieme alla copertura, è possibile adattare la stessa a qualsiasi sonda di superficie: Lineare, Settoriale, Convex e Micro Convex o altre





TECNOHEALTH

TecnoHealth s.r.l.

Via R. Koch, 61/A - 43123 Pilastrello – Parma (PR)

Tel. +39 0521 346880 / 3459457384 - Fax +39 0521 642193 - info@tecnohealth.it - www.tecnohealth.it

Orari Uffici: Dalle 09,00 alle 12,30 dal Lunedì al Venerdì

Oltre a orari sopra, e per Servizio Tecnico o assistenza su prodotti: inviare richiesta via email a info@tecnohealth.it e sarete contattati da nostro personale.

MONITOR MODULARE COMPATIBILE RISONANZA MAGNETICA

MRI patient monitoring system.



Monitor Modulare Wireless, compatibile con Risonanza Magnetica
Parametri standard SpO₂, NIBP, ECG.
Possibilità di Moduli o opzioni aggiuntivi:
IBP, TEMP., GAS, EtCO₂, Gestione Parametri da Control Room

MONITOR COMPATIBILE PER RISONANZA MAGNETICA: DISPONIBILI IN DIVERSE VERSIONI: SpO₂ – SpO₂ + NIBP - NIBP

MRI Patient Monitor



Sistema Palmare con integrati: SpO₂ EtCO₂ GAS Alogenati



Sistema Palmare per monitoraggio Pressione compartimentale in continuo

Utilizza Catetere autoclavabile con sensore di pressione integrato, autocalibrazione. Utilizzabile in tutti gli ambiti chirurgici. Per utilizzo necessita di ago introduttore 14G



Altri Dispositivi Disponibili e Link a Nostre sezioni su nostro sito web.

- Per tutte le apparecchiature in commercio: Ricambi ECG / NIBP / ECG / Temp. / endoscopia / Batterie Medicali ([link a sezione web](#))
- Ecografia: Riparazione Sonde / Sistemi disinfezione Sonde / Ecografi / Cuscinetti e coperture monouso ([link a sezione web](#))
- Risonanza Magnetica: Monitor Multiparametrico / Pulsossimetro / Accessori / Aspiratori / Laringoscopi / Sedie / barelle / Altro ([link a sezione web](#))
- Emergenza monitor emoglobina / Pulsossimetri / Capnometri / sistemi monitoraggio condizioni estreme / profondità anestesia ([link a sezione web](#))
- Elettrodi ECG e Defibrillatori : Per tutte le necessità , Risonanza Magnetica, Emodinamica, pazienti Diaforetici, Terapia Intensiva ([link a sezione web](#))