



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Robert Koch, 31/A - 43123 Pilastrello (PR) - tel. +390521346603 - fax +390521641804  
[info@rebelmed.com](mailto:info@rebelmed.com) - [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com) [Indirizzo, contatti e localizzazione uffici](#)

## OxyTrue®A

DISPLAY OLED A COLORI AD ALTA LUMINOSITÀ - CURVA FOTOPLETISMOGRAFICA - BARRA DI PERFUSIONE - QUALITÀ E AFFIDABILITÀ - ROBUSTEZZA - INNOVAZIONE - DESIGN



### OxyTrue®A Il pulsossimetro senza compromessi

OxyTrue®A è il modello di monitor più evoluto della linea di apparecchi per la determinazione del livello di SpO<sub>2</sub> realizzata da Blueprint Medical. Il suo utilizzo è particolarmente indicato negli ambiti dove gli allarmi, i trend, il trasferimento dei dati verso Personal Computer rappresentano condizione di indubbia utilità.

Questi i principali punti di forza di OxyTrue®A:

- allarmi visivi ed acustici programmabili su tutti i parametri;
- adatto a Pazienti adulti, pediatrici e neonatali;
- trend grafici fino a 48 ore;
- interfaccia PC USB 2.0;
- display programmabile;
- software per sviluppo e gestione dati su PC;
- sensore a dito SoftCap® morbido;
- guscio protettivo antiurto;
- ampia gamma di accessori disponibile.

**La soluzione senza dubbi**

## OxyTrue®FC



### OxyTrue®FC Saturimetro a dito

OxyTrue®FC è l'apparecchio più economico e compatto della linea di saturimetri Blueprint Medical. La tecnologia di campionamento a 16 bit reali che caratterizza OxyTrue®FC, permette finalmente a questa categoria di strumenti l'utilizzo certo e sicuro, anche in condizioni di bassa perfusione, in una grandissima varietà di ambiti, tra i quali ricordiamo l'emergenza in generale, l'ambulatorio medico, la corsia ospedaliera, l'autodiagnosi domiciliare, ecc.

OxyTrue®FC è pensato per misurazioni di tipo spot; queste le sue principali caratteristiche:

- peso 50 g;
- adatto a Pazienti adulti e pediatrici;
- display programmabile;
- possibilità di funzionamento con accumulatori NiMH (opzionali).

**La soluzione compatta ed economica**

## OxyTrue®S



### OxyTrue®S Monitor SpO<sub>2</sub> per rilevazioni estemporanee

OxyTrue®S è il saturimetro che abbina le caratteristiche di completezza del modello OxyTrue®A a quelle di economicità e versatilità di OxyTrue®FC, non trascurando a propria volta la chiarezza e la qualità delle informazioni presentate a display. L'utilizzo del monitor OxyTrue®S è raccomandato nelle operazioni di monitoraggio a breve / medio termine, nelle rilevazioni spot e cioè ovunque non sia necessario disporre di allarmi sui parametri rilevati e dove la gestione dei dati memorizzati non è richiesta.

Queste le principali caratteristiche di OxyTrue®S:

- sensore SoftFlap® con schermatura alla luce ambientale;
- adatto a Pazienti adulti, pediatrici e neonatali;
- possibilità di alimentazione con batterie ricaricabili NiMH (opzionali);
- guscio protettivo antiurto.

**La soluzione intermedia**

## OxyTrue®

Specifiche Tecniche

	OxyTrue®A	OxyTrue®FC	OxyTrue®S
Range di misura SpO <sub>2</sub>	0 ± 100%		
Range di misura Frequenza Polso	20 ± 300 Pulsazioni per Minuto		
Precisione sulla rilevazione SpO <sub>2</sub>	± 2% (70 ± 100%)		
Precisione sulla rilevazione Frequenza Polso	± 1 PpM (fino a 100 PpM), ± 1% (> 100 PpM)		
Display grafico a colori OLED	128 x 160 punti	128 x 96 punti	128 x 160 punti
Parametri clinici rilevati e visualizzati	Valore di SpO <sub>2</sub> , frequenza polso periferica, curva fotopletismografica, barra di perfusione, curva di tendenza dei parametri rilevati nel corto/medio periodo, limiti di allarme impostati.	Valore di SpO <sub>2</sub> , frequenza polso periferica, curva fotopletismografica, barra di perfusione, curve di tendenza dei parametri rilevati negli ultimi 15/30/240 minuti.	Valore di SpO <sub>2</sub> , frequenza polso periferica, curva fotopletismografica, barra di perfusione, curve di tendenza dei parametri rilevati negli ultimi 15/30/240 minuti.
Visualizzazione di	Ampiezza e qualità del segnale rilevato, livello di carica delle batterie, indicazione di lente d'allarme disattivato, riconoscimento di sensore collegato, riconoscimento di sensore applicato.	Ampiezza e qualità del segnale rilevato, ampiezza della pulsazione periferica, livello di carica delle batterie, riconoscimento di sensore collegato, riconoscimento di sensore applicato.	Ampiezza e qualità del segnale rilevato, ampiezza della pulsazione periferica, livello di carica delle batterie, riconoscimento di sensore collegato, riconoscimento di sensore applicato.
Trend lungo termine	Oltre 48 ore.	x	x
Trend medio/breve termine	15min/30min/4ore	x	15min/30min/4ore
Condizioni ambientali di funzionamento	20±5°C/15-95%RH/600-1300hPa	0±5°C/15-95%RH/600-1300hPa	20±5°C/15-95%RH/600-1300hPa
Condizioni ambientali di conservazione	-20±7°C/15-95%RH/600-1500hPa	-20±7°C/10-95%RH/600-1500hPa	20±7°C/15-95%RH/600-1500hPa
Contenitore	IPX2 protezione dagli schizzi d'acqua		
Normativa di riferimento	EN 60601-1 / ISO 9919:2005 - IEC 60601-1-2:2004		
Classificazione CE	IIb	IIa	IIa
Sicurezza rischio elettrico	Classe II / Tipo BF		
Dimensioni (LxPx)	118 x 60 x 25 mm	57 x 33 x 27 mm	118 x 60 x 25 mm
Peso - con pile	Circa 160 g	Circa 50 g	Circa 160 g
Alimentazione - pile alcaline 1.5 V	3 tipo AA - stilo	3 tipo AAA - ministilo	3 tipo AA - stilo
Autonomia di funzionamento	> 3 giorni in funzionamento continuo, fino a 4 giorni in modalità a risparmio energetico.	Circa 3000 misurazioni in modalità spotcheck.	> 2 giorni in funzionamento continuo, fino a 4 giorni in modalità a risparmio energetico, > 3000 misurazioni in modalità spotcheck.
Interfaccia Personal Computer	USB 2.0	x	x
Software PC per sviluppo dati	●	x	x
Sensore per SpO <sub>2</sub> fonda di serie	SoftCap®	Integrato adulto / pediatrico	SoftFlap®
Cavo USB per trasferimento dati	●	x	x
Guscio protettivo antiurto	●	x	●
Laccetto di sicurezza	●	●	●
Manuale Utente in formato elettronico	●	●	●

Caratteristiche soggette a modifica

Ulteriori informazioni sono presenti nelle schede tecniche disponibili per ogni singolo apparecchio.

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito  
[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Robert Koch, 31/A - 43123 Pilastrello (PR) - tel. +390521346603 - fax +390521641804  
[info@rebelmed.com](mailto:info@rebelmed.com) - [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com) [Indirizzo, contatti e localizzazione uffici](#)

## **NEW: Ricambi per apparecchiature: cliccare nei link di seguito per visualizzare o effettuare download del/i catalogo di Vostro interesse:**

[Cavi e terminali ECG per apparecchiature medicali](#)

[Bracciali NIBP prolunghe NIBP](#)

[Sensori SpO2 e prolunghe](#)

[Cavi Bipolari e monopolari per Storz, Wolf, Erbe, Martin, Integra, Valleylab, Bowa, J&J, Conmed, Alsa, altri](#)

[Cavi fibre ottiche per endoscopi Wolf, Storz, Olympus, altri.](#)

## **NEWS: Noleggio e vendita Apparecchiature compatibili Risonanza Magnetica: nuovo [monitor WiFi modulare](#),**

[Pulsossimetro WiFi per Risonanza magnetica](#)

[Se di Vostro interesse cliccate qui e inviateci Vostra richiesta](#)


## **NEWS [CPMS monitor per il monitoraggio della pressione intracompartimentale](#)** . Utilizzabile in sala Operatoria, Post-Operatoria, Riabilitazione e Medicina Sportiva, in chirurgia, nei Traumi e Fratture o fasi riabilitative e di valutazione.

## **TOF WATCH: Monitoraggio Curarizzazione in Anestesia. VENDITA ASSISTENZA MANUTENZIONE PREVENTIVA , ORDINARIA E PEZZI RICAMBIO.**

Inoltre disponiamo di: terminali ECG **radiotrasparenti**, tipo CAVI ECG e Derivazioni compatibili con GE Medical Marquette, Philips, Mennen, Siemens

## **NUOVI!!!**

Disponibili anche cavi compatibili con Philips M1949A, M1669A, M1668A, M1971A, M1968A, M1671A, M1672A, M1673A, M1674A, M1645A, M1644A, M1968A, M1978A, M1976A, M1971A, M1602A, M1604A, altri.



Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Robert Koch, 31/A - 43123 Pilastrello (PR) - tel. +390521346603 - fax +390521641804  
[info@rebelmed.com](mailto:info@rebelmed.com) - [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com) [Indirizzo, contatti e localizzazione uffici](#)

Disponibili anche batterie Laerdal, Philips, Cardiac Science, Physio Control/Medtronic LifePak, altre

**Bracciali NIBP e Prolunghe** per tutti i monitor in commercio: [clicca QUI per link a catalogo online e prezzi di listino](#)

### CAVI ECG

Disponibili anche cavi ECG Marquette, Datex Ohmeda, Nellcor, Siemens, Draeger, Philips, Mortara, Cardioline/ET Medical Device, Datascope, altri.  
Per richiedere quotazione specificare modello e produttore apparecchiatura: [Clicca QUI](#) per invio email.

Philips/Laerdal:



[per altri ricambi Philips Laerdal Richiedi QUI](#)

Cardiac Science



[per altri ricambi Cardiac Science Richiedi QUI](#)

LifePak:



disponibili anche per LifePak 15 e 20 altri ricambi disponibili [Richiedi QUI per Physio Control](#);

ZOLL



[Per altri ricambi Zoll disponibili richiedi QUI](#)

Nihon Kohden:



[per altri ricambi Nihon Kohden richiedi QUI](#)

Disponibili Elettrodi monouso per defibrillatori: Philips/Laerdal, Zoll, Physio Control-Medtronic-LifePak, Nihon Kohden, altri  
Immagine connettori

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Robert Koch, 31/A - 43123 Pilastrillo (PR) - tel. +390521346603 - fax +390521641804  
[info@rebelmed.com](mailto:info@rebelmed.com) - [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com) [Indirizzo, contatti e localizzazione uffici](#)



Invia tua richiesta per elettrodi Defibrillatori [Richiedi QUI](#)

- **NEW CPAP più piccola al mondo**, per domicilio al fianco del proprio letto oppure, anche indossabile e portatile, funzionamento a rete 220-230V o a batteria. [Non necessita di umidificatore esterno – made USA – disponibile anche umidificatore](#)
  - **Concentratore ossigeno portatile, NO bombola Ossigeno**, funzionamento a rete e batteria per casa o per viaggio e spostamenti
  - **ADVANCE Maschera nasale Cpap in TESSUTO, senza lattice**. NO decubito maggiore comfort paziente durante le ore notturne.
  - **élan Maschera nasale Cpap in TESSUTO, senza lattice, possibilità di indossare occhiali, vedere TV, leggere**. Connessione tubo girevole di 360°. NO decubito maggiore comfort paziente durante le ore notturne.
  - **2014 Maschera Oro Nasale in Tessuto – ANEW comfort totale**, no lattice, no allergie, decubiti o arrossamenti sul viso. . Connessione tubo girevole di 360°.
  - **Polisonnigrafi Apnee notturne** e accessori per apparecchiature già in uso: [cannule nasali, trasduttori, sensori SpO2, altro](#)
  - **NEW: Capnometri palmari Sidestream, Mainstream e apparecchiatura palmare con incluso: SpO2, EtCO2, Gas alogenati** per trasporto, domicilio e per pazienti in ventilazione assistita o spontanea per monitorare Gas/SpO2/EtCO2.
  - **Pulsossimetri a polso per screening APNEA**, pulsossimetri a dito per domiciliare con batterie 300 ore e tecnologia innovativa,
  - **Sensori SpO2 morbidi autoclavabili** compatibili con Nellcor, Datex Ohemda, Nonin, CSI, BCI(Mortara), Nihon Kohden, altri.
  - **Promozioni in corso** per Sensori SpO2 tipo Nellcor o altri, cavi ECG, Bracciali NIBP, Pulsossimetri, monitor multiparametrici, ecografi
  - **VIDEOLARINGOSCOPIO TASCABILE PER EMERGENZA, ANESTESIA**, Intubazioni difficili. STAN Alone e/o collegabile a Sistemi visualizzazione standard – Display, Monitor, Endoscopi –
  - **NEW: adesso disponibile anche TOF Watch** (monitoraggio curarizzazione - anestesia) e assistenza a tali apparecchiature
  - **Veterinaria:** Lampade scialitiche, elettrobisturi, Endoscopi, Sensori SpO2, Bracciali pressione NIBP, Cavi ECG, Batterie, Riparazione apparecchiature Medicali.
  - **EEG/EMG:** Disponibili **aghi concentrici**, monopolari, singola fibra, per Tossina Botulinica; **cuffie precablate** con elettrodi sostituibili a mano, **gel/paste/creme**
  - **RISONANZA MAGNETICA:** Monitoraggio Multiparametrico paziente, Pulsossimetro, Laringoscopio, Barelle, Sedie, sistemi Audio/Video,
  - **Supporti / posizionatori per pazienti adulti, pediatrici, neonatali per Risonanza Magnetica, TC/PET Radiologia: Testa Collo, arti, gomito, caviglia, ginocchio, mano, altro.**
  - **Nuovo Monitor Modulare Wifi per Risonanza Magnetica, Pulsossimetro WiFi per Risonanza magnetica**
- [Se interessati a noleggiare inviare richiesta](#)

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)



# REBEL

Healthcare Online

Rebel snc  
Via Robert Koch, 31/A - 43123 Pilastrello (PR) - tel. +390521346603 - fax +390521641804  
[info@rebelmed.com](mailto:info@rebelmed.com) - [www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com) [Indirizzo, contatti e localizzazione uffici](#)

**NEW: Ricambi per apparecchiature: cliccare nei link di seguito per visualizzare o effettuare download del/i catalogo di Vostro interesse:**

[Cavi e terminali ECG per apparecchiature medicali](#)

[Bracciali NIBP e prolunghe NIBP](#)

[Sensori SpO2 e prolunghe](#)

[Cavi Bipolari e monopolari per Storz, Wolf, Erbe, Martin, Integra, Valleylab, Bowa, J&J, Conmed, Alsa, altri](#)

[Cavi fibre ottiche per endoscopi Wolf, Storz, Olympus, altri.](#)

**Modalità Pagamento anche con Carta di Credito circuito PAYPAL: sono accettati pagamenti anche con carta di Credito. Dopo la ricezione dell'accettazione della nostra conferma d'ordine, Vi verrà inviata email da PAYPAL con importo, modalità e procedura di pagamento PAYPAL che dovrete effettuare con Vostra Carta di credito. Nessun costo aggiuntivo richiesto.**

**Possibilità Di Pagamento con Carta di Credito anche con ordine telefonico ed email a Vostra scelta (sarà operativo dalla fine del 2014), comunicando gli estremi della Vostra carta di credito, potrete effettuare pagamento anche telefonicamente o con email. I vostri dati, saranno cancellati una volta effettuato il pagamento. Sui dati che in nostro possesso garantiamo la massima sicurezza e responsabilità e utilizzo secondo le leggi vigenti in materia di privacy.**

Per ulteriori informazioni contattate i nostri uffici e/o visitate il sito

[www.rebelmed.com](http://www.rebelmed.com)