



## ACCESSORI PER NEUROLOGIA: EEG, EMG, IOM E RISONANZA MAGNETICA - CATALOGO VERSIONE 0710 -

TecnoHealth s.r.l.  
Via Koch, 61/A - 43123 Pilastrello - Parma - (PR) Tel. +39 0521 346880 Fax +39 0521 642193  
info@tecnohealth.it www.tecnohealth.it



### Caratteristiche tecniche:

Ago monouso diam. 0.35 x 12mm completo di cavo cm 120 e terminale spinotto 2mm o presa di sicurezza 1.5mm. Disponibili, su richiesta, con cavo **cm 150 (informazioni e prezzi su richiesta)**  
In confezione singola e sterile; scatole da 100 pezzi.

**Disponibili nei cinque colori: bianco, nero, rosso, verde e giallo**

**N-02S112XX** ago monopolare monouso con cavo 120cm **bianco** e terminale a scelta

**N-02SN112XX** ago monopolare monouso con cavo 120cm **nero** e terminale a scelta

**N-02SR112XX** ago monopolare monouso con cavo 120cm **rosso** e terminale a scelta

**N-02SV112XX** ago monopolare monouso con cavo 120cm **verde** e terminale a scelta

**N-02SG112XX** ago monopolare monouso con cavo 120cm **giallo** e terminale a scelta



**NEW!!!!!!!!!!!!!!**

## CORK SCREW





**SET 5 ELETTRODI MONOUSO TIPO CORK SCREW Completi di cavo in 5 colorazioni differenti e terminale a scelta – Imbustati singolarmente in busta sterile – Box da 50 pezzi – 10 per colore -**

N-0201KK00XX elettrodi monouso CORK SCREW cavo 100cm e terminale

N-0201KK15XX elettrodi monouso CORK SCREW cavo 150cm e terminale

N-0201KK25XX elettrodi monouso CORK SCREW cavo 250cm e terminale

**Legenda Terminali:** Sostituire le “XX” finali con codice numerico corrispondente al terminale di Vostro interesse. Disponibili: Spinotto 2mm liscio(21); Presa di sicurezza 1,5mm(25)



## AGHI MONOUSO MONOPOLARI ISOLATI IN TEFLON

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Ago monopolare monouso diam.esterno 0.40 x 15/35/45 mm di lunghezza, con cannula esterna isolata in teflon, completo di cavo e terminali **presa 1,5mm**.  
In confezione singola e sterile; scatole da 100 pezzi.

**N-02011525** Ago monouso diam. 0.40 x 15mm completo di cavo

**N-02013525** Ago monouso diam. 0.40 x 35mm completo di cavo

**N-02014525** Ago monouso diam. 0.40 x 45mm completo di cavo

**ALTRI TERMINALI DISPONIBILI SU RICHIESTA.**



## AGHI CONCENTRICI MONOUSO COMPLETI DI CAVETTO PER IOM -



Codice	Diametro esterno(mm)	Lunghezza ago(mm)	Colore
N-01053520	0.35	20	BIANCO
N-01053530	0.35	30	ROSSO
N-01053540	0.35	40	GRIGIO
N-01053550	0.35	50	VERDE
N-01054540	0.45	40	NERO
N-01054550	0.45	50	GIALLO
N-01055060	0.50	60	BLU
N-01056070	0.60	70	MARRONE

DISPONIBILI SU RICHIESTA AGHI CONCENTRICI MONOUSO CON CAVO CON TERMINALE SPINOTTO PRESA DI SICUREZZA 1,5MM (ROSSO, NERO, VERDE) Vedi immagine fondo pagina.

## AGHI CONCENTRICI RIUTILIZZABILI



Codice	Diametro esterno(mm)	Lunghezza ago(mm)	Colore
N-01023520	0.35	20	BIANCO
N-01023530	0.35	30	ROSSO
N-01023540	0.35	40	GRIGIO
N-01023550	0.35	50	VERDE
N-01024540	0.45	40	NERO
N-01024550	0.45	50	GIALLO
N-01025060	0.50	60	BLU
N-01026070	0.60	70	MARRONE

## CAVO DI CONNESSIONE

N-010300MC	Cavo di connessione per EMG Micromed
N-01030005	Cavo di connessione con terminale pentapolare
N-01030025	Cavo di connessione con terminale prese di sicurezza 1,5mm DIN 42802(rosso,nero,verde)
N-01030023	Cavo di connessione con terminale spinotti 2mm molla(rosso,nero,verde)



## - IOM – MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO

DISPONIBILI STIMOLATORI MONOUSO E AUTOCLAVABILI

- MONOPOLARI
- BIPOLARI
- CONCENTRICI
- PALLINA

## MANIPOLI STIMOLATORI MONOUSO PER UTILIZZO IN IOM



### DISPONIBILI STIMOLATORI SU SPECIFICA RICHIESTA

All'atto della richiesta specificare lunghezza e terminale cavo, apparecchiature sulla quale Dovrebbe essere utilizzato, tipologia e lunghezza elettrodi/probe, monouso o autoclavabili  
Altre informazioni se necessarie.

<b>N-25SI1I0045S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso monopolare 45mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi
<b>N-25SI1B0030S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso monopolare a pallina lunghezza 30mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi
<b>N-25SI2B0030S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso bipolare a pallina lunghezza 30mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi
<b>N-25SI2C0045S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso concentrico bipolare lunghezza 45mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi
<b>N-25SI2F0045S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso bipolare miniforchetta lunghezza 30mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi. Con elettrodi diritti..
<b>N-25SI2H0020S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso bipolare a uncino lunghezza 20mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi
<b>N-25SI3H0020S2526D</b>	Manipolo di stimolazione monouso tripolare a uncino lunghezza 20mm, cavo 250cm e presa di sicurezza 1 box = 5 pezzi ref, positivo, negativo. Disponibile anche tripolare con: el. positivo e 2 negativi(estern in corto) .



## ELETTRODI MONOUSO ADESIVI PER MONITORAGGIO LARINGEO DURANTE INTERVENTI IN SALA OPERATORIA



Gli elettrodi monouso adesivi per monitoraggio IOM dei nervi laringei sono applicabili universalmente a tutti i tubi endotracheali in uso presso tutte le sale operatorie. Con questi dispositivi possono essere utilizzati i tubi endotracheali in uso, garantendo allo stesso tempo una sicurezza maggiore nelle applicazioni chirurgiche. Disponibili misure adulto e pediatrica/neonatale.

<b>N-25LSE3446MCP075</b>	Elettrodo ad <u>un canale</u> Pediatrico cavo 75cm e presa di sicurezza 1 box = 10 pezzi
<b>N-25LSE3446MCA075</b>	Elettrodo ad <u>un canale</u> Adulto piccolo cavo 75cm e presa di sicurezza 1 box = 10 pezzi
<b>N-25LSE4246MCA075</b>	Elettrodo ad <u>un canale</u> Adulto grande cavo 75cm e presa di sicurezza 1 box = 10 pezzi
<b>N-25LSE3463DCA200</b>	Elettrodo a <u>due canali</u> Adulto piccolo cavo 200cm e presa di sicurezza 1 box = 10 pezzi
<b>N-25LSE4263DCA200</b>	Elettrodo a <u>due canali</u> Adulto Grande cavo 200cm e presa di sicurezza 1 box = 10 pezzi

### MATERIALE PER UTILIZZO IN MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO "IOM"

Per maggiori informazioni di carattere tecnico potete contattarci presso i nostri uffici agli indirizzi riportati in intestazione di ogni pagina, oppure inviare email al seguente indirizzo  
[info@tecnohealth.it](mailto:info@tecnohealth.it)

Per visionare ed eventualmente eseguire download dei nostri cataloghi visitate il nostro sito web


**[www.tecnohealth.it](http://www.tecnohealth.it)**





## ELETTRODI “GRID” O “STRIP” IN ACCIAIO O PLATINO


### Alcune Immagini elettrodi GRID - STRIP




### Cavi di connessione

**Lato elettrodo:** connessione stabile e sicura grazie a doppio sistema brevettato di fissaggio. Garanzia di tenuta e stabilità elettrodo

**Lato macchina:** connessione tipo DIN 42802 – 1,5mm sicurezza per singolo elettrodo . Disponibile altra tipologia di connessione su richiesta.



LATO ELETTRODO



LATO MACCHINA

**Di seguito codici e descrizioni dei singoli elettrodi**



## ELETTRODI “GRID” O “STRIP” IN ACCIAIO O PLATINO

### CAVI DI CONNESSIONE

#### Elettrodi a schiera in PLATINO(sterile)

N-25TP0217-E1X0-	Elettrodo a schiera in platino, contatti 1x2, distanza 10mm, 10x20mm, 1 connessione
N-25TP0417-E1X0-	Elettrodo a schiera in platino, contatti 1x4, distanza 10mm, 10x40mm, 1 connessione
N-25TP0617-E1X0-	Elettrodo a schiera in platino, contatti 1x6, distanza 10mm, 10x60mm, 1 connessione
N-25TP0817-E1X0-	Elettrodo a schiera in platino, contatti 1x8, distanza 10mm, 10x80mm, 1 connessione
N-25GP1617-E1X0-	Elettrodo a griglia in platino, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 1 connessione
N-25GP1617-E2X0-	Elettrodo a griglia in platino, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 2 connessioni
N-25GP1617-E4X0-	Elettrodo a griglia in platino, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 4 connessioni
N-25GP1617-E1X0-	Elettrodo a griglia in platino, contatti 2x8, distanza 10mm, 20x80mm, 1 connessione
N-25GP1617-E2X0-	Elettrodo a griglia in platino, contatti 2x8, distanza 10mm, 20x80mm, 2 connessioni

#### Elettrodi a schiera in ACCIAIO (sterile)

N-25TS0217-E1X0-	Elettrodo a schiera in acciaio, contatti 1x2, distanza 10mm, 10x20mm, 1 connessione
N-25TS0417-E1X0-	Elettrodo a schiera in acciaio, contatti 1x4, distanza 10mm, 10x40mm, 1 connessione
N-25TS0617-E1X0-	Elettrodo a schiera in acciaio, contatti 1x6, distanza 10mm, 10x60mm, 1 connessione
N-25TS0817-E1X0-	Elettrodo a schiera in acciaio, contatti 1x8, distanza 10mm, 10x80mm, 1 connessione
N-25GS0817-E1X0-	Elettrodo a griglia in acciaio, contatti 2x4, distanza 10mm, 20x40mm, 1 connessione
N-25GS0817-E2X0-	Elettrodo a griglia in acciaio, contatti 2x4, distanza 10mm, 20x40mm, 2 connessioni
N-25GS1617-E1X0-	Elettrodo a griglia in acciaio, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 1 connessione
N-25GS1617-E2X0-	Elettrodo a griglia in acciaio, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 2 connessioni
N-25GS1617-E4X0-	Elettrodo a griglia in acciaio, contatti 4x4, distanza 10mm, 40x40mm, 4 connessioni

#### Descrizione

N-25KPS-04-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 4 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPS-06-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 6 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPS-08-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 8 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPS-10-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 10 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPS-12-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 12 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPS-16-X26	Cavo di connessione con connettore STANDARD da un lato e 16 prese di sicurezza dall' altro

#### Cavi di Connessione INLINE

N-25KPI-04-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 4 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPI-06-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 6 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPI-08-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 8 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPI-10-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 10 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPI-12-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 12 prese di sicurezza dall' altro
N-25KPI-16-X26	Cavo di connessione con connettore INLINE da un lato e 16 prese di sicurezza dall' altro



## ELETTRODI A FILO AD UNCINO "HOOK"

Massima affilatura ed ottima resistenza, sensore in acciaio isolato in PTFE. Disponibili standard ad 1 filo e 2 fili con diverse lunghezze di ago cannula.



### Elettrodo a filo

**N-2511050301011** filo ed ago cannula 0,50x30mm 1box=10 pezzi

**N-2511050501011** filo ed ago cannula 0,50x50mm 1box=10 pezzi

**N-2511050301022** fili ed ago cannula 0,50x30mm 1box=10 pezzi

**N-2511050501022** fili ed ago cannula 0,50x50mm 1box=10 pezzi

**Disponibili altre misure su richiesta**

**ELETTRODI SFENOIDALI E DI PROFONDITA' DISPONIBILI  
SPECIFICARE MISURA E CARATTERISTICHE**





## ACCESSORI PER STIMOLARE E REGISTRARE



**N-06B1100XX** stimolatore con elettrodi in feltro rotondi e cavo terminale a scelta. Estremamente ergonomico e maneggevole in quanto dotato di impugnatura che ne facilita l' utilizzo.

### STIMOLATORE CON IMPUGNATURA E ELETTRODI A PALLINA IN METALLO O FELTRO INTERCAMBIABILI



**N-06B1700XX** Stimolatore con elettrodi in metallo a pallina e feltrini, distanza elettrodi 25mm cavo 100cm terminale a scelta

**N-06B1715XX** Stimolatore con elettrodi in metallo a pallina e feltrini, distanza elettrodi 25mm cavo 150cm terminale a scelta


**N-06B1720XX** Stimolatore con elettrodi in metallo a pallina e feltrini, distanza elettrodi 25mm cavo 200cm terminale a scelta



**N-06B170000** coppia elettrodi in metallo a pallina ricambio

**N-06B170001** conf. 50 feltrini rotondi di ricambio per N-06B17....

### STIMOLATORE/REGISTRANTE CON ELETTRODI A BARRA IN FELTRO INTERCAMBIABILI




**N-06B1815XX** stimolatore registrante Elettrodi a feltrino distanza 25mm cavo 150cm terminale a scelta

**N-06B1800XX** stimolatore registrante Elettrodi a feltrino distanza 25mm e cavo 100cm terminale a scelta

**N-06B1900XX** stimolatore registrante Elettrodi a feltrino distanza 40mm e cavo 100cm terminale a scelta

**N-06B1915XX** stimolatore registrante Elettrodi a feltrino distanza 40mm e cavo 150cm terminale a scelta

**N-06B1800000** conf. 50 feltrini di ricambio per N-06B18...



**N-06B1400XX** stimolatore/registrator con elettrodi in acciaio concavi rotondi e cavo terminale a scelta

**Legenda Terminali:** Sostituire le "XX" finali con codice numerico corrispondente al terminale di Vostro interesse. Disponibili: Spinotto 2mm molla(23); Presa di sicurezza 1,5mm(25) pentapolare (005)

**N.B. PER UTILIZZO IN REGISTRAZIONE** consigliamo l' utilizzo di cavo di connessione con **terminali** prese sicurezza 1,5mm (25), spinotti 2mm (23) (rosso, nero, verde)





## ELETTRODI PER LA MESSA A TERRA DEL PAZIENTE

**Fascia in gomma conduttiva, fornita con cavetto di connessione a parte terminale Presa sicurezza 1,5mm DIN 42802**



**N-10014025** fascia elastica conduttiva elettrodo di terra, lunghezza 40cm con attacco a bottone

**N-10027025** fascia elastica conduttiva per elettrodo di terra, lunghezza 70cm con attacco a bottone

**Fascia in Acciaio conduttivo AISI 316L a bassissima resistenza , fornita con cavetto di connessione 60cm presa sicurezza 1,5mm DIN 42802**



**N-10P12525 PLUS** fascia elastica in acciaio conduttivo per elettrodo di terra, lunghezza 25cm con attacco a bottone

**N-10P14025 PLUS** fascia elastica in acciaio conduttivo per elettrodo di terra, lunghezza 40cm con attacco a bottone

**N-10P27025 PLUS** fascia elastica in acciaio conduttivo per elettrodo di terra, lunghezza 70cm con attacco a bottone

*Elettrodi monouso connessione a bottone per messa a terra paziente. I cavi devono essere acquistati a parte*  
**N-080000S3** Elettrodo monouso diam. 24mm gel solido adesivo e ALTAMENTE conduttivo BASSA IMPEDENZA



**N-080000S6** Elettrodo monouso 28x22mm gel solido adesivo e ALTAMENTE conduttivo BASSA IMPEDENZA

**N-080000S5** Elettrodo monouso 20x25mm gel solido adesivo e ALTAMENTE conduttivo BASSA IMPEDENZA  
connessione a bottone

Utilizzabili con cavi **Cod. N-06050000(doppio cavetto lungh. 15cm)** o **cod. C-050100XX (lungh.100 cm)**

**NEW!!!!!!!!!!!!**

**ELETTRODO MONOUSO COMPLETO DI CAVETTO - UTILIZZABILE ANCHE IN RISONANZA MAGNETICA -**



Elettrodo monouso completo di cavo e terminale presa sicurezza DIN42802

**N-08001025** Elettrodo monouso cavo 100cm

**N-08001525** Elettrodo monouso cavo 150cm

**N-08002025** Elettrodo monouso cavo 200cm

**N-08002525** Elettrodo monouso cavo 250cm



## ADATTATORI/MISCELLANEA

### ADATTATORI COLORATI CON BOTTONE E PRESA 4mm




- MX-010501** colore nero
- MX-010502** colore rosso
- MX-010503** colore verde
- MX-010504** colore giallo
- MX-010505** colore bianco



### PER GLI ADATTATORI NON CODIFICATI SIETE PREGATI DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI

- MX-010101** adattatore nero presa 2mm e coccodrillo isolato piccolo
- MX-010102** adattatore rosso presa 2mm e coccodrillo isolato piccolo



- MX-010104** adattatore rosso presa 4mm e coccodrillo isolato grande
- MX-010103** adattatore nero presa 4mm e coccodrillo isolato grande

- MX-01020001** adattatore nero presa sicurezza 1,5mm e presa 2mm
- MX-01020002** adattatore rosso presa sicurezza 1,5mm e presa 2mm
- MX-01030001** adattatore spinotto 2mm e presa 1,5mm



### PER GLI ADATTATORI NON CODIFICATI SIETE PREGATI DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI



- MX-010202925** adattatore/ponticello con maschio femmina 1,5mm DIN 42802 su ambo i lati
- MX-010201921** adattatore/ponticello con maschio femmina 2mm su ambo i lati



## GEL ULTRASUONI

- GC-0101001** Gel ultrasuoni in flacone da 1Kg
- GC-0101005** Gel ultrasuoni in tanica da 5Kg
- GC-0101260** Gel ultrasuoni in flacone da 260gr
- GC-0101250** Gel ultrasuoni in flacone da 250gr

## GEL ULTRASUONI STERILE

- GC-01010020** Gel ultrasuoni in busta sterile da 20gr



Sonogel

## GEL E CREME CONDUTTIVE

- GC-0103250** Gel al **LITIO 1%** altamente conduttivo per EEG/EP/EMG in flacone 250gr (Box da 24 pz)
- GC-0103260** Gel elastico altamente conduttivo **MEDIGEL** per registrazioni effettuate con **cuffie precablate per EEG**, in flacone da 260gr (Box da 96 pz)
- GC-0105260** Gel per **ECG- EEG (AQUAGEL)** ad elevata conduttività, in flacone da 260gr

- GC-0105250** Gel (SPECTRA 360) ad elevata conduttività senza sodio cloruro, indicato per **ECG, TENS, elettrodi gomma conduttiva (FKT)** in tubetto da 250gr (Box da 24 pz)



Parker Laboratories

- GC-0105025** Gel per **ECG - EEG - Biofeedback (SPECTRA 360)** ad elevata conduttività, in tubetto da 250gr (Box da 24 pz)



Parker Laboratories

- GC-0103142** Crema conduttiva elettrolitica con componenti cosmetiche per **ECG e EEG** in flacone da 142gr (conf. 24 pezzi)



Parker Laboratories

**GC-0106250** *Gel altamente conduttivo per ECG e DEFIBRILLAZIONE*



Sonogel

- GC-0103025** NeurGel gel altamente conduttivo per **EEG, EP, Polismnografia** barattolo 250gr (Conf. 12 barattoli)

- GC-0103S250** Neurgel gel altamente conduttivo per EEG, EMG, Polismnografia flacone 250gr (Conf. 24 flaconi)



Spes Medica

- GC-01030480** Jelly gel altamente conduttivo per EEG, EMG, Polismnografia barattolo da 480gr



Mavidon

Mavidon

- GC-0103005** Jelly gel altamente conduttivo per EEG, EMG, Polismnografia in siringa precaricata da 5cc





## PASTE ABRASIVE E SGRASSANTI

**GC-0203160** Pasta **EVERI**, abrasiva per ridurre al minimo l'impedenza nelle registrazioni, in flacone da 160gr (box da 24 pezzi - scatola da 192 pezzi)



Spes Medica

**GC-0204135** Pasta sgrassante e abrasiva **SKINPURE**, in confezione da 24 tubi di 135gr cadauno



NIHON KOHDEN

**GC-0206100** Pasta sgrassante **NUPREP** in flacone da 114gr (Box da 21 pezzi)



D.O. Weaver

**GC-0204142** Gel abrasivo e conduttivo per **ECG, Defibrillazione**, in tubetti da 142 gr (Conf. 20 pezzi)



Parker Laboratories

## PASTE ADESIVE E CONDUTTIVE

**GC-0203100** Pasta adesiva e conduttiva **EC 2** (per il fissaggio di elettrodi a disco in EEG, Polisomnografia) in tubetto da 100gr (box da 20 pezzi)



**GC-0203100** Pasta adesiva e conduttiva **MEDI CREAM**, ad essiccamento rapido, per esami di breve durata, idrosolubile, non unge, in flacone da 100gr (Box da 20 pezzi)

**GC-0204114** Pasta adesiva e conduttiva **TEN 20** barattolo da 114gr (Box da 20 pezzi)

**GC-0204228** Pasta adesiva e conduttiva **TEN 20** barattolo da 228gr (Box da 20 pezzi)

**GC-0204014** Pasta adesiva e conduttiva **TEN 20** flacone da 114gr (Box da 20 pezzi)



D.O. Weaver

### alternativa:

**GC-0205230** **AC Cream** pasta conduttiva e adesiva barattolo 250gr. (conf. 3 pezzi) (per il fissaggio di elettrodi a disco/coppetta in EEG, EMG, Pot. Evocati, Polisomnografia di breve durata)



Spes Medica

**GC-0204400** Pasta adesiva e conduttiva **EEG ELEFIX**, in confezione da 9 barattoli di 400gr cad.



NIHON KOHDEN

**GC-0204180** Pasta adesiva e conduttiva **EEG ELEFIX**, in confezione da 10 tubi di 180gr cad.



NIHON KOHDEN

**GC-0204100** **TENSIVE** pasta adesiva e conduttiva flacone da 100 gr (Conf. 10 pezzi)



Parker Laboratories

## INCHIOSTRO NERO

**N-1400001** Inchiostro nero flacone da 1 Lt (Box da 8 flaconi)



**N-140002** Inchiostro blu flacone da 1 Lt (Box da 8 flaconi)

### INCHIOSTRO NERO ORIGINALE NIHON KOHDEN

**N-1400NK1** Inchiostro nero originale Nihon kohden in flacone da 400ml(Conf. 4 flaconi)

### COLLODIO E REMOVER(UTILIZZABILI CON ELETTRODI A DISCO)

**GC-02050065** Collodio in tubetto di plastica da 6,5ml (Box da 20 pezzi)

**GC-02060000** Collodion Remover (senza acetone) in flacone da 500ml (Box da 16 pezzi)

### KIT AD ARIA COMPRESSA PER APPLICAZIONE ELETTRODI CON IL COLLODIO

Il kit favorisce l'essiccamento del collodio in modo rapido e veloce, tramite il beccuccio posto nella pistola ad aria in dotazione. Questo viene inserito direttamente nel foro dell'elettrodo a disco, facilitando e diminuendo i tempi per l'essiccamento del collodio.

#### Il Kit Comprende:

- Pistola ad aria compressa: facilita l'essiccamento del collodio utilizzato con elettrodi a disco;
- Tubo di connessione pistola ad aria compressa - generatore aria;
- Generatore aria compressa;
- Fissaggio a muro.

### ACCESSORI VARI

**MX-MV0001** dischetti adesivi da un lato e abrasivi dall'altro per ridurre impedenza cutanea prima dell'applicazione di elettrodi di superficie in: Elettroencefalografia, Elettromiografia, Pot. Evocati, Cardiologia



**MX-MV0002** 3M Red Dot™ Trace Prep 2cm x 5mt lunghezza nastro Abrasivo e adesivo per ridurre impedenza cutanea prima dell'applicazione di elettrodi di superficie in: Elettroencefalografia, Elettromiografia, Pot. Evocati, Cardiologia



**MX-MV-0003** Fissaggio fascetta per sensori saturazione a dito o multisite "Y"



### SENSORI SATURAZIONE (SpO2)



**PER INFORMAZIONI SU QUOTAZIONE, CODICE, CONTATTARE I NOSTRI UFFICI AVENDO CURA DI COMUNICARE MODELLO SENSORE SATURAZIONE UTILIZZATO.**

### SONDE TEMPERATURA MONOUSO

**AR-12010002** Sonda monouso temperatura esofagea/rettale (Conf. 50 pezzi)

**AR-12010003** Sonda monouso temperatura cutanea(Conf. 50 pezzi)







## ALTRI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DALLA NOSTRA SOCIETA'

CAVI ECG (3-5-7-10-14 derivazioni)PER MONITOR, ELETTRCARDIOGRAFI, HOLTER, POLIGRAFI, DEFIBRILLATORI -ECG/EKG CABLES (3-5-7-10-14 leadwires)FOR MONITOR, DEFIBRILLATORS, HOLTER

### COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY PHILIPS (H.P./AGILENT)



### COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY SERIE 300 DATEX OHMEDA



### COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY MULTI LINK (GE, Marquette)



### COMPATIBILITA'/COMPATIBILITY TRU LINK (Spacelabs)



CAVI PAZIENTE E TERMINALI PER MONITOR COMPATIBILI CON ARBO MOD. VS

### CAVI BASE 3/5/10 VIE MONITOR    TERMINALI    RX TRASPARENTI



### CAVI 10 VIE TERMINALI PRESSOFUSI/EKG MOULDED CABLES TERMINALI COMPATIBILI PER ELETTRCARDIOGRAFI CON CAVI ARBO/MARQUETTE/PHILIPS





## SENSORI SATURAZIONE/SpO2 SENSORS



fascetta di fissaggio per sensori saturazione

Disponibili anche sensori monouso/SpO2 disposable sensors available  
**BRACCIALI NIBP (MONOUSO E RIUTILIZZABILI) E PROLUNGHE -- NIBP CUFF (DISPOSABLE - REUSABLE) AND HOSES**



**CAVI CONNESSIONE SENSORI/TRASDUTTORI MONOUSO PRESSIONE INVASIVA -- REUSABLE CABLES FOR INVASIVE PRESSURE SENSORS/TRASDUCERS (IBP):** Marquette, Philips(HP), Mindray, Spacelabs a sensori-trasduttori/ to sensors-trasducers Abbott, Utah, BD, Edward





**SONDE TEMPERATURA CUTANEA, RETTALE ESOFAGEA, TIMPANICA--TEMPERATURE SENSORS (DISPOSABLE AND REUSABLE)**

**rettale esofagea/multipurpose**  
adulto/adult YSI 401  
pediatrica/pediatric YSI 402

connessioni al monitor

**cutanea/skin surface**  
adulto/adult YSI 409B  
pediatrica/pediatric YSI 427




## BATTERIE PER APPARECCHIATURE--BATTERIES FOR MEDICAL USE:

(Per maggiori informazioni su compatibilità, modelli disponibili, prezzi, contattate i nostri uffici/ for more informations about quotation and compatibility contact our office) **PHILIPS/HP**(Viridia, M3, M3046A, Merlin System; Defibrillatori: HeartStart, 43100 series, Codemaster series **GE Medical**(Marquette: Eagle series, Dash series, Tram series, **Datex Ohmeda** Monitor e Saturimetri, **Critikon**:Dinamap) **Siemens**(Sirecust, Elettrocardiografi:Cardiostat, Siccard; Monitor: Sirecust, SC 5000/6000/ 7000/8000/9000) **Nellcor**: Saturimetri e monitor, **Abbott**: pompe infusione **Alaris**: Pompe infusione **Braun**: Pompe infusione; **Sherwood**: pompe infusione; **Nonin**: Saturimetri e Monitor; **Zoll** Defibrillatori mod. Mserie, PD; **Laerdal** Defibrillatori, **Cardiac Science** Defibrillatori; **BCI** saturimetri e monitor.

**CELLE OSSIGENO(O2)/OXIGEN SENSOR(O2) per Respiratori/ventilatori--for**: Siemens, Draeger, Datex Ohmeda, Hamilton, Puritan Bennet, Respironics, Soxil, Teledyne, Envitec, Maxtec.

**TASCHE MONOUSO PER REGISTRATORI HOLTER E TRASMETTITORI TELEMETRICI**  
**DISPOSABLE HOLDER FOR USE WITH ECG HOLTER - NIBP HOLTER - TELEMETRY TRANSMITTERS**





**DISPOSITIVI PER CARDIOLOGIA--ACCESSORIES FOR CARDIOLOGY:** Elettrodi monouso per Defibrillatori/Disposable and reusable defibrillation-cardioversion-stimulation electrodes, precordiali/chest suction electrodes, pinze per arti/clamp, elettrodi monouso con cavetto/disposable electrode with leadwire(Xray trasparente too), adattatori per la connessione di cavi con elettrodi monouso/adapters for connection ECG cables with disposable electrodes (snap/clip)



**GEL E CREME CONDUTTIVE ED ADESIVA PER CARDIOLOGIA(ANCHE DEFIBRILLAZIONE), FISIOTERAPIA, BIOFEEDBACK, NEUROLOGIA /ADHESIVE AND CONDUCTIVE GELS-CREAMS FOR ECG, EEG-EMG-EP, BIOFEEDBACK, T.E.N.S. , DEFIBRILLATION.**




### **KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA/BIOPSY KIT FOR ULTRASOUND PROBES**

Il Kit comprende coprisonda sterile o non sterile, sistema di ancoraggio ago Biopsia/Sonda Ecografica, fissaggi.

**PER RICHIEDERE EVENTUALE QUOTAZIONE DEL KIT SPECIFICARE: produttore e modello della sonda utilizzata -- for quotation please specify in your inquiry manufacturer/type of your medical device/s and probes**

### **COPRISONDA E KIT MONOUSO STERILI O NON STERILI/DISPOSABLE COVERS AND KIT FOR ULTRASOUND PROBES**

- Uso esterno: toracico, addominale, vascolare/ linear, convex probes
- Utilizzo in modalità endoscopica/Endoscopic probes
- **TEE Trans Esofagea**/TEE probes
- Endocavitarie/Endocavity probes





CUSCINETTI DISTANZIATORI MONOUSO E RIUTILIZZABILI PER SONDE ECOGRAFICHE

**DISPOSABLE AND REUSABLE PADS FOR ULTRASOUND PROBES**



**SPRAY PER DISINFEZIONE E PULIZIA DI SONDE ECOGRAFICHE--  
CLEANING SPRAY SOLUTION FOR ULTRASOUND PROBES**



PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTATE I NOSTRI UFFICI

**Tel. +39 0521 - 346880  
fax +39 0521 642193**

O scrivetece al nostro indirizzo di posta elettronica:

**info@tecnohealth.it**

VISITANDO IL NOSTRO SITO WEB

**www.tecnohealth.it**

TROVERETE TUTTI I NOSTRI PRODOTTI E RELATIVE IMMAGINI  
E POTRETE SCARICARE IL CATALOGO DI VOSTRO INTERESSE.

INOLTRE PER RICHIEDERE PREVENTIVI E/O PREZZI ABBIAMO ISTITUITO  
IL MODULO ON LINE RICHIESTA QUOTAZIONE. COMPILANDOLO  
RICEVERETE IL PREZZO E/O PREVENTIVO  
ENTRO 48/72 ORE DALLA VOSTRA RICHIESTA